



Septicare®

Septicare® - II - Bond Express

Gyors ragasztó csülök kezelésére

Quick adhesive for hooves treatment

4SZS Kft.

Telephely: 1194 Budapest, Kócsag utca 17

Bemutató terem: 1191 Budapest, József Attila utca 114.

Telefon: +36-30-870-5818; +36-30-203-5714

www.4farm.hu ; www.ukal.com

Gyors - Tisza - Egyszerű !

Quick - Clean - Easy !

A Septicare II Bond Express két komponensű poliuretán alapú ragasztóanyag, amit a szarvasmarhák csülök betegségének kezelésére fejlesztettek ki. A ragasztó arra való, hogy a fa vagy műanyag blokkot az állat egészséges csülkéhez rögzítse, ezáltal tehermentesítse a beteg csülköt és felgyorsítsa a gyógyulási folyamatot

Felvitel 3 mp alatt.
Applied in 3 secondes.

Kötés 30 mp alatt.
Pressed for 30 secondes.

Járóképesség 3
perc múlva.
Ready to move after 3



Septicare® - II - Bond Express

Gyors ragasztó csülök kezelésére

Quick adhesive for hooves treatment

La colle qui adhère en 30 secondes aux semelles !

30 másodperces blokk ragasztó!



Septicare®



www.4farm.hu



1. Csülök tisztítása.



2. Tiszta csülök.

3. Ragasztó rányomása a csülökre és blokk ráhelyezése 3 mp-en belül.

4. Felhelyezett blokk amit 30 mp-ig kell nyomva tartani.

5. Felragasztott blokk

6. A kezelt állat 3 perc múlva lábára nehezedhet.

7. 3 perc múlva elindulhat

1. Clean the claw.



2. Cleaned claw.

3. Apply the adhesive on the claw and place the block within 3 seconds.

4. Place the block and press it for 30 seconds.

5. Block glued to the claw.

6. The treated claw of the animal can bear its weight after 3 minutes.

7. The animal is ready to move after 3 minutes.

1. Die Klaue reinigen.



2. Gereinigte Klaue.

3. Nach Auftragen des Spezialklebers auf die Klaue, den aufHolzklotz innerhalb von 3 Sekunden positionieren.

4. Den Klotz zirka 30 Sekunden andrücken.

5. Kaue mit geklebtem Klotz.

6. Nach nur 3 Minuten kann der Fuß mit dem Klotz belastet werden.

7. Nach 3 Minuten kann das Tier wieder frei laufen.

Használati utasítás



Szükséges kellékek: 1 adagoló pisztoly, 1 PU patron, 1 keverő cső, 1 fa blokk

1. Tisztítsa meg a csülköt.
2. Vágja le a patronok végét
3. Csatlakoztassa a műanyag keverő csövet.
4. Adagolja addig a ragasztót, ameddig mindkét oldalról nem folyik.
5. Nyomja a ragasztót a fa blokkra
6. Helyezze fel a blokkot
7. Tartsa rányomva a blokkot 30 mp-ig. Legalább 3mm ragasztó legyen a csülök és a blokk között.
8. Három perc múlva az állat a lábára nehezedhet és elindulhat.

Tulajdonságok

A két komponensű Septicare II Bond Express használata nem igényel külön keverési folyamatot, azaz egyből használható a csülök megtisztítása és előkészítése után. A nyúlós viszkozitás megakadályozza azt, hogy a ragasztó a patára vagy a blokkra menjen. A **20-30 másodperces** alkalmazási idő, valamint a **2-3 perces** kezelési szakasz gyors csülök ápolást tesz lehetővé, ezáltal ez kevésbé stresszes az állatnak.

A kezelés előtt nem kell a csülköt melegíteni, így jelentős időmegtakarítás az eddig használt termékekhez képest.

Tanácsok

Tisztítsa meg alaposan a csülköt. Használat után hagyja rajta a patronon a keverő csövet, amit csupán a következő alkalmazás előtt kell lecserélni. A kifejtett nyomás ne legyen túl erős akkor, amikor a blokkot a csülökre nyomja, mivel az így kialakuló ragasztó réteg túl vékony lesz és nem fog optimális ragasztási kötést biztosítani.

Usage Instructions



You will need : 1 gun, 1 PU resin cartridge, 1 mixing tip, 1 wood block

1. Clean the claw.
2. Place the clippers on «shoulders» of the cartridge and cut.
3. Attach the mixing tip.
4. Dispense the adhesive to ensure that both sides are flowing.
5. Apply the mixed adhesive on to the block.
6. Place the block.
7. Hold the block for 30 seconds. Be sure to leave 3 mm thickness of the adhesive between the block and the claw.
8. The animals weight can be beared after 3 minutes and released.

Properties

The 2-components adhesive Septicare-II-Bond Express does not require a separate mixing process and can be applied immediately after preparation to the claw. The light-pasty viscosity prevents the spilling out of the adhesive on the claw and block. The processing time of **20-30 seconds** and a curing time of about **2-3 minutes** enables a quick claw treatment and ensures no stress for the animal.

Advice

Prepare the claw well.

After the application leave the mixing tip on the cartridge until the next use, where you only have to change the mixing tip. The exerted pressure must not be too high when pressing the block on to the claw, since the resulting adhesive layer will be too thin and no optimum adhesive bond can be formed.

Anleitung



Sie brauchen: 1 Spritzpistole, 1 Kartusche Spezialkleber, 1 Holzklotz.

1. Reinigen Sie die Klaue.
2. Mit Hilfe einer Zange entfernen Sie die Spitze an der Kartusche.
3. Fixieren Sie die Kartusche Spezialkleber in die Spritzpistole.
4. Lassen Sie ein wenig Kleber heraus und kontrollieren Sie die Funktion.
5. Spritzen Sie den Kleber nun auf die Klaue, mindestens 3mm dick.
6. Danach den Holzklotz gut positionieren.
7. Drücken Sie den Holzklotz gut an.
8. Nach nur 3 Minuten kann der geklebte Holzklotz das Tier bereits tragen.

Besonderheiten

Es ist nicht notwendig hierbei 2 Klebstoffe manuell zu mischen. Beide sind schon im Septicare-II-Bond Express enthalten, deswegen kann man es direkt auf die vorbereitete Klaue benutzen. Die zähfließende Viskosität des Produktes verhindert, dass der Kleber auf der Klaue oder auf dem Holzklotz zerläuft. Die Behandlung dauert nur **20 bis 30 Sekunden**. Danach braucht es eine Verhärtungszeit von **2 bis 3 Minuten**. Eine schnelle Behandlung der Klaue bei einem wenig gestressten Tier ist dann gut möglich.

Hinweise

Die Klaue gut vorbereiten.

Nach der Benutzung: die Klebekartusche einfach auf der Spritzpistole lassen. Sie können dann einfach die Kartusche wechseln bei Bedarf. Pressen Sie den Holzklotz nicht zu feste auf die Klaue, da es dann das Ankleben verhindert.